



Genzyme Europe B.V. Paasheuvelweg 25 1105 BP Amsterdam The Netherlands

1125 Pleasant View Terrace Ridgefield, NJ 07657, USA

Revisión del texto: Febrero 2023

Distributed by: Sanofi 410 Thames Valley Park Drive, Reading, Berkshire, RG6 1PT, UK

Genzyme Europe B.V. Paasheuvelweg 25 1105 BP Amsterdam The Netherlands

Distribue par: Sanofi-aventis France 82, avenue Raspail, 94250 Gentilly, France

Información al paciente: 0 800 222 555 Appel depuis l'étranger: +33 1 57 63 23 23

Malta Sanofi s.r.l. Tel: +39 02 39394275

Διανομείς από: Sanofi-Αventis Μεσοποταμία ΑΕΒΕ Λεωφ. Συγγρού 348 - κτίριο Α, 176 74 Καλλιθέα - Αθήνα, Ελλάδα.

Διανομείς από: C.A. Papaelietas Ltd Λεωφ. Παιώνος Κωνσταντίνου 179, 2235 Ασπράδα - Λευκωσία, Κύπρος.

Distributor: Sanofi-Aventis Sp. z o.o. ul. Bonifratska 17, 00-203 Warszawa, Polska

Distribuito da: Sanofi S.r.l. Viale L. Bodio 37/B, 20158 Milano, Italia

Vertrieber durch: Genzyme Europe B.V. Paasheuvelweg 25, 1105 BP Amsterdam, Nederland

Distributor: Sanofi-aventis, s.r.o. Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, Czech Republic

Jälkijälj: Sanofi Oy Revontulenkujalla 1, 02150 Espoo, Suomi/Finland

Levitaja: Sanofi Biopharma OÜ Pärnu mnt 139e/2, 11317 Tallinn, Eesti



Table with 3 columns: Symbols, Simboly, Seltlykset

Manufacturer - Fabricant - Hersteller - Fabrikant - Fabricante - Fabricante - Wytwórca - Κατασκευαστής - Tillverkare - Produzent - Valmistaja

Authorized representative in the European Community - Représentant agréé - EU-Bovollmächtigter - Erkendte vertegenwoordiger in de EU

INTRA-ARTICULAR For intra-articular injection only by a physician - Pour injection intra-articulaire, pratiquée exclusivement par un médecin

Number (N) of syringes per box and fill volume (V) per syringe - Nombre (N) de seringues par boîte et volume (V) de remplissage par seringue

TRADEMARKED Synvisc, Synvisc-One and Genzyme are registered trademarks of Genzyme Corporation - Synvisc-One, Synvisc et Genzyme sont des marques déposées de Genzyme Corporation

Caution, consult accompanying documents - Attention, consulter la documentation jointe - Vorsicht, bitte Begleitdokumentation konsultieren

Single use - Usage unique - Nur zum einmaligen Gebrauch - Eenmalig gebruik - Monouso - Un solo uso - Para aplicación única - Do jednorazowego użytku

Use-by - Utiliser avant - Verwenden bis - Ulstergebruiksdatum - Utilizzare entro/la - Caducidad - Usar antes de - Używać do - Na χρησιμοποίησή σας

LOT Lot number - Numéro de lot - Chargenbezeichnung - Chargennummer - Numero di lotto - Lote - Lote - Numer seri - Ap. Partitio - Parti - Parti - Fränumero - Sats - Sarze - Culo Sarze - Partii

Temperature limitation - Limites de température - Temperaturbegrenzung - Temperaturverperkling - Limiti di temperatura - Limitaciones de temperatura

REF Product number - Référence du produit - Produktnummer - Productnummer - N° di prodotto - Producto No - N° do produto - Nummer katalogowy

STERILE Sterile by aseptic technique - Sterilisé par aseptique - Steril durch aseptische Techniken - Gesterriliseerd d.m.v. aseptische techniek

Packaging components are recyclable - Les composants de l'emballage sont recyclables - Das Verpackungsmaterial ist recycelbar

Do not use if package is damaged or open - Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé ou ouvert - Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Packung bereits geöffnet oder eschädigt ist

DESCRIPCIÓN

El hilano G-F 20 se encuentra disponible en dos presentaciones:
• Synvisc® (presentación de 2 ml)
• Synvisc-One® (presentación de 6 ml)
El Hilano G-F 20 es un fluido elástico viscoso, estéril y apirógeno, que contiene polímeros de hilano A e hilano B producidos a partir de un extracto aviar altamente purificado.

CARACTERÍSTICAS

El hilano G-F 20 es biológicamente similar al hialuronato. El hialuronato es un componente del líquido sinovial responsable de su elasticidad viscosa. Sin embargo, las propiedades mecánicas (elastoviscosas) del hilano G-F 20 son superiores a las del líquido sinovial y de las soluciones de hialuronato de concentración comparable.

INDICACIONES Y MODO DE EMPLEO

El hilano G-F 20:
• Sustituye temporalmente y suplementa el líquido sinovial.
• Es eficaz en cualquier estadio de la patología articular.
• Es particularmente eficaz en pacientes que utilizan activa y regularmente la articulación afectada.

CONTRAINDICACIONES

No deberá inyectarse hilano G-F 20 en la articulación cuando exista estasis venosa o linfática en el miembro respectivo.
El hilano G-F 20 no deberá utilizarse en articulaciones infectadas o intensamente inflamadas ni en pacientes que sufran enfermedades o infecciones de la piel en el área de aplicación de la inyección.

ADVERTENCIAS

No inyectar intravascularmente.
No inyectar en forma extraarticular o dentro de los tejidos y la cápsula sinovial.
Efectos adversos, generalmente en el área de la inyección, han ocurrido después de la inyección extraarticular de Synvisc.

PRECAUCIONES

El hilano G-F 20 no debe utilizarse si se produce un gran exudado intraarticular antes de la inyección.
Como en todo proceso de invasión de articulación, se recomienda al paciente evitar toda actividad física intensa después de la inyección intraarticular y continuar con las actividades habituales pasados algunos días.

EFFECTOS ADVERSOS

Efectos adversos que afectan al miembro inyectado: dolor transitorio, hinchazón y/o erudación en la articulación inyectada después de las inyecciones intraarticulares de hilano G-F 20.
Tras la inyección intraarticular de Synvisc o Synvisc-One se han notificado casos de inflamación aguda, caracterizados por dolor, hinchazón, erudación y a veces calor y/o rigidez en la articulación.

La administración debe realizarse en condiciones asepticas, teniendo especial cuidado al abrir el tapón de la punta de la jeringa.
Girar el tapón antes de tirar del mismo para evitar pérdidas del producto.
Utilice una aguja de tamaño adecuado:
• Synvisc, calibre 18 a 22
Elija una aguja de longitud apropiada en función de la articulación que vaya a tratar.
• Synvisc-One, calibre 18 a 20
Para asegurar un sellado hermético y prevenir pérdidas durante la administración, asegure la aguja correctamente mientras sostiene con firmeza el adaptador Luer de la jeringa.

POSEOLOGÍA Y DOSIS MÁXIMA RECOMENDADA

El régimen de dosis de hilano G-F 20 depende de la articulación que se esté tratando.

Osteoartritis de rodilla:

Synvisc. El régimen de tratamiento recomendado consiste en una serie de tres inyecciones de 2 ml en la rodilla, con una semana de separación entre ellas.
Para obtener el máximo efecto, es esencial la administración de la serie completa, es decir, las tres inyecciones.
La dosis máxima recomendada es de seis inyecciones en 6 meses y con un mínimo de 4 semanas entre regímenes de tratamiento.

Synvisc-One. El régimen de tratamiento recomendado es una inyección de 6 ml en la rodilla, que puede repetirse a los 6 meses si los síntomas del paciente lo exigen.

Osteoartritis de cadera / tobillo / hombro:

Synvisc. El régimen de tratamiento inicial recomendado es una sola inyección de 2 ml. Sin embargo, si tras esa inyección no se logra el alivio sintomático adecuado, se recomienda aplicar una segunda inyección de 2 ml.
Los datos clínicos han demostrado que los pacientes se benefician de esta segunda inyección si se administra entre uno y tres meses después de la primera.

DURACIÓN DEL EFECTO

El tratamiento con hilano G-F 20 únicamente afecta a la articulación inyectada, no produce efectos sistémicos generales.

Synvisc

En general, se ha informado de que la duración del efecto en pacientes que responden al tratamiento es de hasta 26 semanas, si bien se han observado periodos más cortos y más largos. Sin embargo, los datos clínicos prospectivos de pacientes con osteoartritis de rodilla han demostrado que, tras aplicar una única serie de tres inyecciones de Synvisc, los beneficios del tratamiento se han prolongado hasta 52 semanas.

Synvisc-One

Los datos de algunos ensayos clínicos prospectivos en pacientes con osteoartritis de rodilla han mostrado una reducción del dolor hasta 52 semanas después de una única inyección de Synvisc-One, además de mejoras relacionadas con la rigidez y la capacidad funcional.
Los datos clínicos de un ensayo controlado, aleatorizado, doble ciego en pacientes con osteoartritis de rodilla han mostrado una reducción estadística y clínicamente significativa del dolor en comparación con el placebo. Se trató a un total de 253 pacientes (124 recibieron Synvisc-One y 129 recibieron placebo). En el transcurso de 26 semanas, los pacientes que habían recibido Synvisc-One demostraron un cambio porcentual medio del dolor en relación con el valor inicial del 36%, mientras que los pacientes en el grupo que recibió placebo presentaron un cambio porcentual medio del dolor en relación con el valor inicial del 29%.

En el primer estudio, 394 pacientes que recibieron Synvisc-One demostraron un cambio estadísticamente significativo en la subpuntuación WOMAC A1 (dolor al caminar) (-28 ± 19,89 mm en una EVA de 100 mm) en relación con el valor inicial durante 26 semanas. Además, se observaron cambios estadísticamente significativos en relación con el valor inicial en las puntuaciones WOMAC A1, WOMAC A, B y C en los seis períodos de observación entre las semanas 1 y 52, lo cual demuestra mejoras en el dolor al caminar y en el dolor (WOMAC A1: -32,7 ± 19,95 mm; WOMAC A: -29,18 ± 19,158 mm), la rigidez (WOMAC B: -25,77 ± 22,047 mm) y la capacidad funcional (WOMAC C: -25,72 ± 19,449 mm) durante 52 semanas.
En el segundo estudio, 571 pacientes que recibieron Synvisc-One demostraron una mejora estadísticamente significativa en el dolor durante 26 semanas, según la medición mediante un cuestionario verbal del dolor (Verbal Pain Questionnaire, VPQ). La evaluación media del dolor mejoró de 3,20 en el momento inicial a 2,24 en la visita de la semana 26 y un 64,6% de los pacientes obtuvo alivio del dolor. Los criterios de valoración secundarios mostraron una mejora estadísticamente significativa en las puntuaciones VPQ en todos los momentos de observación desde la semana 1 hasta la 52, con puntuaciones VPQ en descenso de 3,20 en el momento inicial a 2,26 en la visita de la semana 52. Un 61,5% de los pacientes obtuvo alivio del dolor.

CONTENIDO POR ml (hilano G-F 20) 1 ml de Synvisc contiene: hilano 8,0 mg; cloruro sódico 8,5 mg; fosfato disódico hidrogenado 0,16 mg; fosfato sódico dihidrogenado 0,04 mg; agua para inyección c.s.

PRESENTACIÓN

El contenido de cada jeringa es estéril y apirógeno. Conservar a una temperatura de entre 2°C y 30°C. No congelar.
Synvisc se presenta en jeringas de vidrio de 2,25 ml, que contienen 2 ml de hilano G-F 20. Synvisc-One se suministra en una jeringa de vidrio de 10 ml, que contiene 6 ml de hilano G-F 20.

INFORMACIÓN PARA LOS PACIENTES

Antes de la inyección, informe al paciente de que Synvisc y Synvisc-One están compuestos por ácido hialurónico altamente purificado con origen aviar.